

Dr's Cam **ZQOM**



Dr's Cam Zoom,
das Handstück mit dem Auge.

Extras

- Keine Treiberinstallation notwendig (Plug & Play)
- Komfortable Bildverarbeitungs-Software enthalten
- Abgewinkeltes Handstück
- Mit jeder Praxis-Software kompatibel
- Kopf um 330° drehbar
- OLED-Display
- Kein Beschlagen der Linse
- Mit allen Windows Versionen kompatibel
- Schwarz & Weiß Funktion

800€ zzgl. MwSt.

Dr's Cam ZOOM



Vorteile der Dr's Cam ZOOM



Einfache Installation (Plug & Play)

Keine Treiberinstallation notwendig. Das Gerät wird automatisch von Windows erkannt.



Dr's Viewer2

Komfortable Bildverarbeitungs-Software enthalten.



Winkelstück-Design

Vertrautes und komfortables Design.



Kompatibel mit Ihrer Praxis-Software

Die Kamera funktioniert auch in der Bildverarbeitungs-Software Ihrer Praxis-Software.



Schlanker Kopf

Erleichtert das Handling im Mund.



330° drehbar

Sie können den Kopf um 330° drehen, um noch einfacher Bilder zu machen.



OLED-Display

Das helle und klare OLED-Display zeigt den Zustand der Kamera.



Windows Kompatibilität

Funktioniert in jedem Windows-Betriebssystem.



Schwarz & Weiß Funktion

Übernehmen Sie analoge Röntgenaufnahmen.

Spezifikationen

Größe/Gewicht	ca. 230 x 27 x 25 mm ca. 120g Kabel ca. 3 Meter (kann verlängert werden)
Anschluss	5V 500mA (USB power)
Auflösung	HD (1280 x 1024)
Sensor / Linse	CMOS / 4 layers pin-hole Linse

Minimale Systemanforderungen

PC System	2.0 GHz CPU
RAM	1 GB RAM
Betriebssystem	Windows XP Service Pack 2 oder höher
USB-Anschluss	USB 2.0 oder höher

Dr's Viewer2

Die komfortable Bildverarbeitungs-Software Dr's Viewer 2 ist im Lieferumfang enthalten.

