

Smart Apex Lokator

Dr's Finder

Be Smart,
Be Compact!

Dr's Finder verbindet Präzision mit neuester 3 Kanal-Technologie.
Dr's Finder ist die beste Lösung zur Endometrie.



Smart Apex Lokator

Dr's Finder



Vorteile des Dr's Finder



Handliches Design

Passt auf jedes Endo-Tray.



Lithium-Polymer-Akku

Der Akku wird über ein Mini-USB-Kabel aufgeladen.



W.L.S. Funktion (Working Length Select)

Bevorzugte Arbeitslänge einstellbar.



Farbiges OLED-Display

Trotz kleinster Abmessungen hervorragende Lesbarkeit.



Bluetooth-Funktion (optional)


Display-Übertragung auf Android-Geräte möglich.

Technische Daten


Modell: AL-DF10 | Name: Dr's Finder | Akku: 3,7 V Lithium-Polymer

Haupt-Einheit	Größe / Gewicht	ca. 55 x 85 x 21 mm / ca. 56 g
Feilclip	Länge	ca. 200 mm
Schleimhaut-Elektrode	Länge	ca. 65 mm
Messkabel	Länge	ca. 1,3 Meter
Netzteil		5 V / 1 A


Zubehör



Feilclip (2 Stück)



Schleimhaut-Elektrode (3 Stück)




Messkabel

Leistung


Genauigkeit:

- Höchste Messgenauigkeit durch 3 Messfrequenzen.
- Der Mikroprozessor der neuesten Generation ermöglicht bisher unerreicht präzise Messungen.




W.L.S. Funktion (Working Length Select):

- Eigene Arbeitslänge einstellbar.
- Die meisten Zahnärzte haben eine bevorzugte Arbeitslänge, z. B. von 0,5 mm - 1,0 mm vom anatomischen Apex entfernt.



Programmieren der eigenen Arbeitslänge durch kurzes Drücken auf den Menü-Knopf.



Bluetooth-Funktion (optional):

- Display-Übertragung auf Android-Geräte möglich.

